

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
14882-1-AP

Größe:
150ul , Konzentration: 350 µg/ml von
Nanodrop und 300 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG6656

GenBank-Zugangsnummer:
BC001687

GeneID (NCBI):
4677

Vollständiger Name:
asparaginyl-tRNA synthetase

Berechnete Masse:
63 kDa

Beobachtete Masse:
63 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:2000

IP 0.5-4.0 ug für IP und 1:500-1:1000
für WB

IHC 1:50-1:500

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, IP, WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

**Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-
Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise
kann die Antigendemaskierung auch mit
Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.**

Positivkontrollen:

WB : K-562-Zellen, HepG2-Zellen

IP : HepG2-Zellen,

IHC : humanes Leberkarzinomgewebe,

Hintergrundinformationen

Asparagine-tRNA ligase (NARS) belongs to the class-II aminoacyl-tRNA synthetase family. Catalyzes the attachment of asparagine to tRNA(Asn) in a two-step reaction: asparagine is first activated by ATP to form Asn-AMP and then transferred to the acceptor end of tRNA(Asn) (PubMed: 9421509). In addition to its essential role in protein synthesis, acts as a signaling molecule that induced migration of CCR3-expressing cells. The NARS levels were higher in tumor tissues compared with adjacent normal tissues, and positively associated with LN metastasis. NARS may serve as a potential biomarker for lung adenocarcinoma (ADC) diagnosis/prognosis (PMID: 27161446).

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten



K-562 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 14882-1-AP (NARS antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver cancer tissue slide using 14882-1-AP (NARS antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



IP Result of anti-NARS (IP:14882-1-AP, 4ug; Detection:14882-1-AP 1:500) with HepG2 cells lysate 4000ug.