

Nur für Forschungszwecke

AARSD1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:14900-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 14900-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC004172	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul , Konzentration: 400 µg/ml von Nanodrop und 233 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	GeneID (NCBI): 80755	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:500-1:1000 IHC 1:50-1:500
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: alanyl-tRNA synthetase domain containing 1	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 45 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG6692	Beobachtete Masse: 45 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IHC, WB,ELISA	Positivkontrollen: WB : Maushirngewebe, Maushodengewebe IHC : Mausnierengewebe, Maushodengewebe
Getestete Reaktivität: Human, Maus, Ratte	
Hinweis-IHC: Antigenmaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigenmaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.	

Hintergrundinformationen

AARSD1(Alanyl-tRNA synthetase domain-containing protein 1) is also named as alanyl-tRNA editing protein Aarsd1 and belongs to the class-II aminoacyl-tRNA synthetase family. It plays a role in prevention of synthesis of proteins containing errors (mistranslation)(PMID:18172502). It has 3 isoforms produced by alternative splicing with the molecular weight of 45 kDa, 59 kDa and 66 kDa.

Lagerung


Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 14900-1-AP (AARSD1 antibody) at dilution of 1:800 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse kidney tissue slide using 14900-1-AP (AARSD1 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse kidney tissue slide using 14900-1-AP (AARSD1 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).