

Nur für Forschungszwecke

MCTS1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:14984-1-AP

1 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
14984-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 200 µg/ml von
Nanodrop und 133 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG6968

GenBank-Zugangsnummer:
BC001013

GeneID (NCBI):
28985

Vollständiger Name:
malignant T cell amplified sequence
1

Berechnete Masse:
21 kDa

Beobachtete Masse:
21 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:
WB 1:1000-1:4000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Maus

Positivkontrollen:

WB: Jurkat-Zellen, K-562-Zellen, Maus-Blasengewebe,
MOLT-4-Zellen, Raji-Zellen

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Baiwen Chen	35440133	Nat Commun	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech
Group brand and is not available to purchase from any
other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 14984-1-AP (MCTS1 antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



mouse bladder tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 14984-1-AP (MCTS1 Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.