

Nur für Forschungszwecke

# USP10 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:15025-1-AP



## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

15025-1-AP

Größe:

150ul , Konzentration: 487 µg/ml  
durch die Bradford-Methode mit BSA  
als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG7106

GenBank-Zugangsnummer:

BC000263

GeneID (NCBI):

9100

Vollständiger Name:

ubiquitin specific peptidase 10

Berechnete Masse:

87 kDa, 92 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

## Hintergrundinformationen

USP10, also named as USP32 and NY-REN-60, belongs to the peptidase C19 family. The deubiquitinating protease USP10 has been identified as a new regulator of p53 in the DNA damage response and tumor development.

## Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

**\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

**This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.**

