

Nur für Forschungszwecke

# DYNLRB1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:15049-1-AP

3 Publikationen



## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

15049-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 200 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG7032

GenBank-Zugangsnummer:

BC002481

GeneID (NCBI):

83658

Vollständiger Name:

dynein, light chain, roadblock-type 1

Berechnete Masse:

11 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IF

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Human, Ratte

## Hintergrundinformationen

### Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Syeda Ridita Sharif	27646688	Mol Cells	IF
Md Ariful Islam	26467288	Mol Cells	IF
Md Ariful Islam	26272270	Exp Mol Med	IF

## Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

