

Nur für Forschungszwecke

PDAP1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 15081-1-AP

2 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
15081-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 1000 µg/ml von 11333

Nanodrop und 393 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG7155

GenBank-Zugangsnummer:

BC000684

GeneID (NCBI):

11333

Vollständiger Name:

PDGFA associated protein 1

Berechnete Masse:

21 kDa

Beobachtete Masse:

28 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:1000

IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:500-1:2000

für WB

IHC 1:50-1:500

IF 1:10-1:100

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IF, IHC, IP, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IHC, WB

Getestete Reaktivität:

Human

Zitierte Arten:

Human

Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.

Positivkontrollen:

WB: MCF7 cells, MCF-7-Zellen

IP: MCF-7-Zellen,

IHC: humanes Mammakarzinomgewebe,

IF: HeLa-Zellen,

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Xiao-Xu Zhu	36047966	Cancer Sci	WB
Marimuthu Arivusudar A	23161554	Proteomics Clin Appl	IHC

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten




MCF7 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15081-1-AP (PDAP1 antibody) at dilution of 1:800 incubated at room temperature for 1.5 hours.




Immunofluorescent analysis of HeLa cells, using PDAP1 antibody 15081-1-AP at 1:25 dilution and Rhodamine-labeled goat anti-rabbit IgG (red).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human breast cancer tissue slide using 15081-1-AP (PDAP1 Antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human breast cancer tissue slide using 15081-1-AP (PDAP1 Antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



IP Result of anti-PDAP1 (IP:15081-1-AP, 4ug; Detection:15081-1-AP 1:1000) with MCF-7 cells lysate 2400ug.