

Nur für Forschungszwecke

WDR46 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 15110-1-AP

4 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
15110-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 1000 µg/ml von 9277
Nanodrop und 447 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG7095

GenBank-Zugangsnummer:

BC000388

GeneID (NCBI):

9277

Vollständiger Name:

WD repeat domain 46

Berechnete Masse:

68 kDa

Beobachtete Masse:

70-75 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:2000-1:10000

IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:200-1:1000
für WB

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IP, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IF, WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Human, Maus

Positivkontrollen:

WB: HeLa-Zellen, Jurkat-Zellen, Mausmilzgewebe,
Rattenmilzgewebe

IP: Jurkat-Zellen,

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Kwon Tae You	26443847	Genes Dev	WB
Kouko Wada	24754225	Biochem Cell Biol	IF
Hirai Yuya Y	23848194	Genes Cells	WB,IF

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech
Group brand and is not available to purchase from any
other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15110-1-AP (WDR46 antibody) at dilution of 1:5000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Jurkat cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15110-1-AP (WDR46 antibody) at dilution of 1:400 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-WDR46 (IP:15110-1-AP, 4ug; Detection:15110-1-AP 1:400) with Jurkat cells lysate 3200ug.