

Nur für Forschungszwecke

NNMT Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 15123-1-AP

Vorgestelltes Produkt

11 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

15123-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 500 µg/ml von Nanodrop;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG7197

GenBank-Zugangsnummer:

BC000234

GeneID (NCBI):

4837

Vollständiger Name:

nicotinamide N-methyltransferase

Berechnete Masse:

30 kDa

Beobachtete Masse:

30 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:1000-1:8000

IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:200-1:1000

für WB

IF 1:20-1:200

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IF, IP, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IF, IHC, WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Human, Maus

Positivkontrollen:

WB : L02-Zellen, HepG2-Zellen, Mauslebergewebe

IP : HepG2-Zellen,

IF : HepG2-Zellen,

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Changmei Yang	36312432	ACS Omega	WB
Changqing Wu	36382559	Adv Sci (Weinh)	WB,IHC
Wanfeng Xu	35603729	Bioengineered	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten



IP Result of anti-NNMT (IP:15123-1-AP, 4 μ g; Detection:15123-1-AP 1:300) with HepG2 cells lysate 2400 μ g.



Immunofluorescent analysis of (10% Formaldehyde) fixed HepG2 cells using 15123-1-AP (NNMT antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).



L02 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15123-1-AP (NNMT antibody) at dilution of 1:4000 incubated at room temperature for 1.5 hours.