

Nur für Forschungszwecke

# CD98/SLC3A2 Polyklonaler Antikörper



Katalog-Nr.: 15193-1-AP

Vorgestelltes Produkt

25 Publikationen

## Allgemeine Informationen

<b>Katalog-Nr.:</b> 15193-1-AP	<b>GenBank-Zugangsnummer:</b> BC001061	<b>Reinigungsmethode:</b> Antigen-Affinitätsreinigung
<b>Größe:</b> 150ul, Konzentration: 500 µg/ml von Nanodrop;	<b>GeneID (NCBI):</b> 6520	<b>Empfohlene Verdünnungen:</b> WB 1:5000-1:20000 IHC 1:50-1:500 IF 1:200-1:800
<b>Wirt:</b> Kaninchen	<b>Vollständiger Name:</b> solute carrier family 3 (activators of dibasic and neutral amino acid transport), member 2	
<b>Isotyp:</b> IgG	<b>Berechnete Masse:</b> 68 kDa	
<b>Immunogen Katalognummer:</b> AG7280	<b>Beobachtete Masse:</b> 85-94 kDa, 120-130 kDa	

## Anwendungen

### Geprüfte Anwendungen:

FC, IF, IHC, WB, ELISA

### In Publikationen genannte Anwendungen:

IF, IHC, IP, WB

### Getestete Reaktivität:

Human, Maus

### Zitierte Arten:

Human, Maus

**Hinweis-IHC: Antigenmaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (\*) Wahlweise kann die Antigenmaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.**

### Positivkontrollen:

WB : HeLa-Zellen, Raji-Zellen

IHC : Rattenhodengewebe, humanes Hodengewebe, humanes Plazenta-Gewebe, Maushodengewebe

IF : HepG2-Zellen, A549-Zellen

## Hintergrundinformationen

CD98 is a cell-surface heterodimer consisting of a heavy chain (CD98hc) and a light chain. CD98hc also interacts with certain integrin b-subunits to regulate cell migration, survival, proliferation, and adhesion/polarity. CD98hc is overexpressed on the cell surface of many cancers and increased CD98hc expression is associated with the development and progression of tumors. (PMID:25084765). This protein has 4 isoforms with the molecular mass of 58-71 kDa and can be detected 85-94 kDa due to glycosylation. The glycosylated CD98hc can link to a non-glycosylated light chain (~40 kDa) via a disulfide bond to form a heterodimeric CD98 antigen with molecular mass of 120-130 kDa (PMID: 14770309).

## Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Esther Paulo	34551310	Cell Rep	WB
Hou Chaoqun	36183442	Tissue Cell	IF
Hailong Gong	36164395	Oxid Med Cell Longev	WB

## Lagerung

### Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

### Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


## Ausgewählte Validierungsdaten




HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15193-1-AP (CD98 antibody at dilution of 1:20000 incubated at room temperature for 1.5 hours.




Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded rat testis tissue slide using 15193-1-AP (CD98/SLC3A2 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).




Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded rat testis tissue slide using 15193-1-AP (CD98/SLC3A2 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).




Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse testis tissue slide using 15193-1-AP (CD98/SLC3A2 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).




Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse testis tissue slide using 15193-1-AP (CD98/SLC3A2 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HepG2 cells using CD98/SLC3A2 antibody (15193-1-AP) at dilution of 1:400 and CoraLite@488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).



Immunofluorescent analysis of (-20°C Methanol) fixed A549 cells using CD98/SLC3A2 antibody (15193-1-AP) at dilution of 1:400 and CoraLite@488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).



1X10<sup>6</sup> HepG2 cells were stained with .2ug CD98 antibody (15193-1-AP, red) and control antibody (blue). Fixed with 90% MeOH blocked with 3% BSA (30 min). Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L) with dilution 1:1000.