

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 15238-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC001225	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul, Konzentration: 350 µg/ml von Nanodrop und 180 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	GeneID (NCBI): 10296	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:500-1:2000 IHC 1:50-1:500
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: macrophage erythroblast attacher	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 45 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG7365	Beobachtete Masse: 42-45 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IHC, WB, ELISA	Positivkontrollen:
Getestete Reaktivität: Human	WB: HepG2-Zellen, Jurkat-Zellen, MCF-7-Zellen, U2OS-Zellen
Hinweis-IHC: Antigenmaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigenmaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.	IHC: humanes Lungenkarzinomgewebe, humanes Mammakarzinomgewebe

Hintergrundinformationen

MAEA (macrophage erythroblast attacher) is a core component of the CTLH E3 ubiquitin-protein ligase complex. MAEA is required for normal cell proliferation and plays a role in erythroblast enucleation during erythrocyte maturation and in the development of mature macrophages. N-terminus MAEA and full-length MAEA are mostly expressed in nuclear and can be detected at low level in the cytoplasm of some cells, while C-terminus MAEA can be detected in the cytoplasm and nucleoli within the nucleus. MAEA mediates the attachment of erythroid cell to mature macrophages which can inhibit erythroid cell apoptosis. The expression of MAEA may be associated with the type 2 diabetes mellitus. (PubMed: 28955747, 24143168, 29911972, 29911972, 30674470, 9763581).

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15238-1-AP (MAEA antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human lung cancer tissue slide using 15238-1-AP (MAEA antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).