

Nur für Forschungszwecke

GSG1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:15258-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
15258-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 293 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG7200

GenBank-Zugangsnummer:
BC001796

GeneID (NCBI):
83445

Vollständiger Name:
germ cell associated 1

Berechnete Masse:
37 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
IF, IHC, ELISA

Getestete Reaktivität:
Human

Hintergrundinformationen

GSG1 causes the redistribution of PAPOLB from the cytosol to the endoplasmic reticulum. It has eight isoforms with MW 31-33 kDa and 36-40 kDa.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

