

Nur für Forschungszwecke

# HIST2H2AA4 Polyklonaler Antikörper



Katalog-Nr.:15302-1-AP

1 Publikationen

## Allgemeine Informationen

|   |   |   |
|---|---|---|
| Katalog-Nr.:<br>15302-1-AP                                  | GenBank-Zugangsnummer:<br>BC001629              | Reinigungsmethode:<br>Antigen-Affinitätsreinigung             |
| Größe:<br>150ul , Konzentration: 400 µg/ml von<br>Nanodrop; | GeneID (NCBI):<br>723790                        | Empfohlene Verdünnungen:<br>WB 1:500-1:1000<br>IHC 1:20-1:200 |
| Wirt:<br>Kaninchen  | Vollständiger Name:<br>histone cluster 2, H2aa4 |   |
| Isotyp:<br>IgG  | Berechnete Masse:<br>14 kDa                     |   |
| Immunogen Katalognummer:<br>AG7560                          | Beobachtete Masse:<br>14 kDa                    |   |

## Anwendungen

|   |   |
|---|---|
| Geprüfte Anwendungen:<br>IHC, WB,ELISA  | Positivkontrollen:<br>WB : LO2-Zellen, Jurkat-Zellen, K-562-Zellen,<br>Mauslebergewebe, Rattenlebergewebe<br>IHC : humanes Leberkarzinomgewebe, |
| In Publikationen genannte Anwendungen:<br>WB  |   |
| Getestete Reaktivität:<br>Human, Maus, Ratte  |   |
| Zitierte Arten:<br>Maus   |   |
| <b>Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.</b> |   |

## Hintergrundinformationen

### Bemerkenswerte Veröffentlichungen

| Verfasser       | Pubmed ID | Journal              | Anwendung |
|-----------------|-----------|----------------------|-----------|
| Guangjian Jiang | 27832638  | Cell Physiol Biochem | WB        |

## Lagerung

Lagerungsbedingungen:  
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil  
Lagerungspuffer:  
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.  
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Ausgewählte Validierungsdaten



L02 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15302-1-AP (HIST2H2AA4 Antibody) at dilution of 1:600 incubated at 4 degree celsius over night.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver cancer tissue slide using 15302-1-AP (HIST2H2AA4 Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).