

Nur für Forschungszwecke

TSTA3 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 15335-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
15335-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 260 µg/ml von
Nanodrop und 227 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG7450

GenBank-Zugangsnummer:
BC001941

GeneID (NCBI):
7264

Vollständiger Name:
tissue specific transplantation
antigen P35B

Berechnete Masse:
36 kDa

Beobachtete Masse:
40 kDa, 68 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:2000

IHC 1:100-1:400

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

**Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-
Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise
kann die Antigendemaskierung auch mit
Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.**

Positivkontrollen:

WB : humanes Kolongewebe, HEK-293-Zellen, HeLa-
Zellen, humanes Hirngewebe, humanes Nierengewebe

IHC : humanes Nierengewebe,

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech
Group brand and is not available to purchase from any
other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten



human colon tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15335-1-AP (TSTA3 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human kidney tissue slide using 15335-1-AP (TSTA3 Antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human kidney tissue slide using 15335-1-AP (TSTA3 Antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens).