

Nur für Forschungszwecke

TAF1A Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:15362-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
15362-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 233 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG8059

GenBank-Zugangsnummer:
BC013808

GeneID (NCBI):
9015

Vollständiger Name:
TATA box binding protein (TBP)-
associated factor, RNA polymerase I,
A, 48kDa

Berechnete Masse:
53 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

Getestete Reaktivität:
Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

TAF1A, also named as TAFI48 and SL1, is a component of the transcription factor SL1/TIF-IB complex. TAF1A has two isoform with MW 40 kDa and 48-52 kDa.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

