

Nur für Forschungszwecke

TEX101 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:15447-1-AP

1 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
15447-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 240 µg/ml von
Nanodrop und 227 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG7611

GenBank-Zugangsnummer:
BC001861

GeneID (NCBI):
83639

Vollständiger Name:
testis expressed 101

Berechnete Masse:
26.6 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

IHC 1:20-1:200

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

ColP, IF

Getestete Reaktivität:

Human

Zitierte Arten:

Rind

**Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-
Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise
kann die Antigendemaskierung auch mit
Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.**

Positivkontrollen:

IHC : humanes Hodengewebe,

Hintergrundinformationen

TEX101, also named as SGRG and NYD-SP8, plays a role in signal transduction and promote protein tyrosine phosphorylation. It can be used as a marker for early detection of Basal cell carcinoma (BCC).

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Na Wang	35870621	Int J Biol Macromol	IF, ColP

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis tissue slide using 15447-1-AP (TEX101 Antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human testis tissue slide using 15447-1-AP (TEX101 Antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).