

Nur für Forschungszwecke

EPHB6-Specific Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 15498-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

15498-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 73 µg/ml durch 2051

die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

GenBank-Zugangsnummer:

NM_004445

GeneID (NCBI):

2051

Vollständiger Name:

EPH receptor B6

Berechnete Masse:

111 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

EPHB6 belongs to the protein kinase superfamily, Tyr protein kinase family and Ephrin receptor subfamily. EPHB6 modulates cell adhesion and migration by exerting both positive and negative effects upon stimulation with ephrin-B2. EPHB6 inhibits JNK activation, T cell receptor-induced IL-2 secretion and CD25 expression upon stimulation with ephrin-B2.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

