

Nur für Forschungszwecke

DISC1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:15501-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
15501-1-AP

Größe:
150ul , Konzentration: 167 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

GenBank-Zugangsnummer:
NM_001012959

GeneID (NCBI):
27185

Vollständiger Name:
disrupted in schizophrenia 1

Berechnete Masse:
94 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

Getestete Reaktivität:
Human

Hintergrundinformationen

Disrupted-in-schizophrenia 1 (DISC1) is a genetic susceptibility factor for schizophrenia and related severe psychiatric conditions, with several translation isoforms. DISC1 isoforms have distinct developmental patterns of expression. This antibody binds both short and long isoforms of DISC1.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

