

Nur für Forschungszwecke

# HRAS Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 15531-1-AP

2 Publikationen



## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:  
15531-1-AP

Größe:  
150ul, Konzentration: 300 µg/ml von  
Nanodrop und 233 µg/ml durch die  
Bradford-Methode mit BSA als  
Standard;

Wirt:  
Kaninchen

Isotyp:  
IgG

Immunogen Katalognummer:  
AG7704

GenBank-Zugangsnummer:  
BC006499

GeneID (NCBI):  
3265

Vollständiger Name:  
v-Ha-ras Harvey rat sarcoma viral  
oncogene homolog

Berechnete Masse:  
21 kDa

Beobachtete Masse:  
21 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:1000  
IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:200-1:1000  
für WB

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IP, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

WB

Getestete Reaktivität:

Human, Ratte

Zitierte Arten:

Human

Positivkontrollen:

WB: HeLa-Zellen, MCF-7-Zellen, PC-12-Zellen

IP: HeLa-Zellen,

## Hintergrundinformationen

### Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Tianling Ding	34476507	Mol Med Rep	WB
Li-Chao Zhang	36456746	Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol	WB

## Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA



For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech  
Group brand and is not available to purchase from any  
other manufacturer.

## Ausgewählte Validierungsdaten



HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15531-1-AP (HRAS antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.

IP result of anti-HRAS (IP:15531-1-AP, 4ug; Detection:15531-1-AP 1:300) with HeLa cells lysate 2600 ug.