

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 15550-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC001904	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul , Konzentration: 300 µg/ml von Nanodrop und 233 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	GeneID (NCBI): 5224	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:1000-1:6000 IHC 1:50-1:500
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: phosphoglycerate mutase 2 (muscle)	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 29 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG7908	Beobachtete Masse: 29 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IF, IHC, WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Hausschwein, Human, Maus

Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.

Positivkontrollen:

WB: Mausherzgewebe, HeLa-Zellen, Maus-Skelettmuskelgewebe, Ratten-Skelettmuskelgewebe

IHC: humanes Mammakarzinomgewebe, Mausherzgewebe, Maushirngewebe, Maus-Skelettmuskelgewebe

Hintergrundinformationen

Phosphoglycerate mutase (PGAM), an important enzyme in the glycolytic pathway, catalyzes the transfer of a phosphate group between the 2 and the 3 positions of glyceric acid. The muscle-specific isoform (type M, PGAM2) of phosphoglycerate mutase (PGAM) is a housekeeping enzyme and it catalyzes the conversion of 3-phosphoglycerate into 2-phosphoglycerate in the glycolysis process to release energy. It is encoded by the Pgam2 gene. In addition, it is demonstrated that PGAM2 locates both in cytoplasm and nuclei, and takes part in the glycometabolism process of cytoplasm and nuclei (PMID: 18499067). Defects in PGAM2 are the cause of glycogen storage disease type 10 (GSD10). This antibody may also recognize PGAM1 and PGAM4 due to the high homology.

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Liangliang Fu	28345649	Sci Rep	WB
Zhenkang Chen	36598990	Sci Adv	WB
Yueshuai Guo	31394311	J Proteomics	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
 W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15550-1-AP (PGAM2 antibody) at dilution of 1:3000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human breast cancer tissue slide using 15550-1-AP (PGAM2 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).