

Nur für Forschungszwecke

# Hexokinase 1 Polyklonaler Antikörper



Katalog-Nr.:15656-1-AP

6 Publikationen

## Allgemeine Informationen

<b>Katalog-Nr.:</b> 15656-1-AP	<b>GenBank-Zugangsnummer:</b> BC008730	<b>Reinigungsmethode:</b> Antigen-Affinitätsreinigung
<b>Größe:</b> 150ul , Konzentration: 240 µg/ml von Nanodrop und 160 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	<b>GeneID (NCBI):</b> 3098	<b>Empfohlene Verdünnungen:</b> WB 1:500-1:2000
<b>Wirt:</b> Kaninchen	<b>Vollständiger Name:</b> hexokinase 1	
<b>Isotyp:</b> IgG	<b>Berechnete Masse:</b> 102 kDa	
<b>Immunogen Katalognummer:</b> AG8008	<b>Beobachtete Masse:</b> 100 kDa	

## Anwendungen

<b>Geprüfte Anwendungen:</b> WB, ELISA	<b>Positivkontrollen:</b> WB : MCF-7-Zellen, U-87 MG-Zellen
<b>In Publikationen genannte Anwendungen:</b> IHC, WB	
<b>Getestete Reaktivität:</b> Human	
<b>Zitierte Arten:</b> Human, Ratte	

## Hintergrundinformationen

### Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Hong Jin	33253911	Cell Signal	WB
Yanqing Li	33204111	Onco Targets Ther	WB
Li Yang	31332157	Med Sci Monit	IHC

## Lagerung

**Lagerungsbedingungen:**  
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil  
**Lagerungspuffer:**  
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.  
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15656-1-AP (Hexokinase 1 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.