

Nur für Forschungszwecke

PMVK Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:15674-1-AP

2 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 15674-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC007694	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul, Konzentration: 450 µg/ml von Nanodrop;	GeneID (NCBI): 10654	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:1000-1:4000 IHC 1:100-1:400
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: phosphomevalonate kinase	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 192 aa, 22 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG8141	Beobachtete Masse: 22 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IHC, WB, ELISA	Positivkontrollen: WB : HeLa-Zellen, HepG2-Zellen IHC : humanes Leberkarzinomgewebe,
In Publikationen genannte Anwendungen: WB	
Getestete Reaktivität: Human	
Zitierte Arten: Human	

Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Alimasi Aersilan	36323841	Sci Rep	WB
Jiuxiang Wang	27052676	Sci Rep	WB

Lagerung


Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15674-1-AP (PMVK antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver cancer tissue slide using 15674-1-AP (PMVK Antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human liver cancer tissue slide using 15674-1-AP (PMVK Antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens).