

Nur für Forschungszwecke

# HSPB7 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:15700-1-AP

3 Publikationen



## Allgemeine Informationen

**Katalog-Nr.:**

15700-1-AP

**Größe:**

150ul , Konzentration: 500 µg/ml von Nanodrop und 260 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

**Wirt:**

Kaninchen

**Isotyp:**

IgG

**Immunogen Katalognummer:**

AG8328

**GenBank-Zugangsnummer:**

BC006319

**GeneID (NCBI):**

27129

**Vollständiger Name:**

heat shock 27kDa protein family, member 7 (cardiovascular)

**Berechnete Masse:**

19 kDa

**Beobachtete Masse:**

18-23 kDa

**Reinigungsmethode:**

Antigen-Affinitätsreinigung

**Empfohlene Verdünnungen:**

WB 1:500-1:2000  
IP 0.5-4.0 ug für IP und 1:500-1:1000 für WB  
IHC 1:20-1:200

## Anwendungen

**Geprüfte Anwendungen:**

IHC, IP, WB, ELISA

**In Publikationen genannte Anwendungen:**

IF, IHC, WB

**Getestete Reaktivität:**

Human, Maus, Ratte

**Zitierte Arten:**

Human, Maus

**Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (\*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.**

**Positivkontrollen:**

**WB:** HepG2-Zellen, Mausherzgewebe, Maus-Skelettmuskelgewebe, Rattenherzgewebe

**IP:** Maus-Skelettmuskelgewebe,

**IHC:** humanes Kolonkarzinomgewebe,

## Hintergrundinformationen

### Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Julia Schuld	32887649	Acta Neuropathol Commun	WB,IF
Keerthika Lohanadan	34637763	Exp Cell Res	WB
Jiaying Lin	24585183	Int J Oncol	WB,IHC,IF

## Lagerung

**Lagerungsbedingungen:**

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

**Lagerungspuffer:**

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


## Ausgewählte Validierungsdaten




Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15700-1-AP (HSPB7 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at 4 degree celsius over night.




Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15700-1-AP (HSPB7 antibody) at dilution of 1:4000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon cancer using 15700-1-AP (HSPB7 antibody) at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human colon cancer using 15700-1-AP (HSPB7 antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).



IP Result of anti-HSPB7 (IP:15700-1-AP, 4ug; Detection:15700-1-AP 1:500) with mouse skeletal muscle tissue lysate 3600ug.