

Nur für Forschungszwecke

ST6GALNAC6 Polyklonaler Antikörper



Katalog-Nr.:15730-1-AP

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 15730-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC007802	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul , Konzentration: 207 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	GeneID (NCBI): 30815	
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: ST6 (alpha-N-acetyl-neuraminyl-2,3- beta-galactosyl-1,3)-N- acetylgalactosaminide alpha-2,6- sialyltransferase 6	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 333aa,38 kDa; 374aa,41 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG8475		

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

Getestete Reaktivität:
Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

