

Nur für Forschungszwecke

SLC30A2 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 15741-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

15741-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 127 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG8138

GenBank-Zugangsnummer:

BC006251

GeneID (NCBI):

7780

Vollständiger Name:

solute carrier family 30 (zinc
transporter), member 2

Berechnete Masse:

323 aa, 35 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

