

Nur für Forschungszwecke

RPL18A Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 15751-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
15751-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 240 µg/ml von
Nanodrop und 200 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG8251

GenBank-Zugangsnummer:
BC007512

GeneID (NCBI):
6142

Vollständiger Name:
ribosomal protein L18a

Berechnete Masse:
21 kDa

Beobachtete Masse:
21 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:2000
IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:500-1:1000
für WB
IHC 1:20-1:200

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, IP, WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

**Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-
Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise
kann die Antigendemaskierung auch mit
Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.**

Positivkontrollen:

WB: HeLa-Zellen, Jurkat-Zellen, Maushirngewebe,
NIH/3T3-Zellen, Rattenhirngewebe

IP: Jurkat-Zellen,

IHC: humanes Hirngewebe,

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech
Group brand and is not available to purchase from any
other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten




Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15751-1-AP (RPL18A antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP result of anti-RPL18A (IP:15751-1-AP, 4ug; Detection:15751-1-AP 1:500) with Jurkat cells lysate 3200 ug.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human brain using 15751-1-AP (RPL18A antibody) at dilution of 1:100 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human brain using 15751-1-AP (RPL18A antibody) at dilution of 1:100 (under 40x lens).