

Nur für Forschungszwecke

# MID1IP1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 15764-1-AP

Vorgestelltes Produkt

5 Publikationen



## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:  
15764-1-AP

Größe:  
150ul, Konzentration: 300 µg/ml von  
Nanodrop und 200 µg/ml durch die  
Bradford-Methode mit BSA als  
Standard;

Wirt:  
Kaninchen

Isotyp:  
IgG

Immunogen Katalognummer:  
AG8400

GenBank-Zugangsnummer:  
BC008908

GeneID (NCBI):  
58526

Vollständiger Name:  
MID1 interacting protein 1  
(gastrulation specific G12 homolog  
(zebrafish))

Berechnete Masse:  
183 aa, 20 kDa

Beobachtete Masse:  
23 kDa, 46 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:  
WB 1:200-1:1000

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IF, IHC, WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Human

Positivkontrollen:

WB: HEK-293-Zellen,

## Hintergrundinformationen

MID1IP1, also named as Mid1-interacting protein 1 or Gastrulation-specific G12-like protein, is a 183 amino acid protein, which belongs to the SPOT14 family. MID1IP1 plays a role in the regulation of lipogenesis in liver. MID1IP1 may localize in the nucleus and cytoplasm. MID1IP1 may form Homodimer in the absence of THRSP.

## Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Ji Hoon Jung	34680125	Biomolecules	WB
Hyun Min Ko	36233202	Int J Mol Sci	WB
Hyun Min Ko	36569330	Front Pharmacol	WB

## Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Ausgewählte Validierungsdaten



HEK-293 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15764-1-AP (MID1IP1 Antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.