

Nur für Forschungszwecke

TBCB Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:15782-1-AP

1 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

15782-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 600 µg/ml von Nanodrop und 307 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG8473

GenBank-Zugangsnummer:

BC005969

GeneID (NCBI):

1155

Vollständiger Name:

tubulin folding cofactor B

Berechnete Masse:

244 aa, 27 kDa

Beobachtete Masse:

32 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:1000-1:8000

IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:500-1:1000

für WB

IF 1:200-1:800

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IF, IP, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IF

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Maus

Positivkontrollen:

WB : A431-Zellen, HeLa-Zellen, Maushirngewebe, NCI-H1299-Zellen, Neuro-2a-Zellen, Rattenhirngewebe

IP : HeLa-Zellen,

IF : HeLa-Zellen,

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser

Pubmed ID

Journal

Anwendung

Lukas Juergens

32712744

Histochem Cell Biol

IF

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15782-1-AP (TBCB antibody) at dilution of 1:4000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-TBCB (IP:15782-1-AP, 3ug; Detection:15782-1-AP 1:500) with HeLa cells lysate 1200ug.



Immunofluorescent analysis of (-20°C Methanol) fixed HeLa cells using TBCB antibody (15782-1-AP) at dilution of 1:400 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).