

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

15800-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 850 µg/ml von Nanodrop und 367 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG8511

GenBank-Zugangsnummer:

BC007504

GeneID (NCBI):

84859

Vollständiger Name:

leucine-rich repeats and calponin homology (CH) domain containing 3

Berechnete Masse:

86 kDa

Beobachtete Masse:

70 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:2400
IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:500-1:2000 für WB
IF 1:10-1:100

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IF, IP, WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Positivkontrollen:

WB : humanes Lebergewebe, humanes Herzgewebe, humanes Milzgewebe, Jurkat-Zellen, Mauslungengewebe

IP : Mauslebergewebe,

IF : A431-Zellen,

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten



human liver tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15800-1-AP (LRCH3 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-LRCH3 (IP:15800-1-AP, 3ug; Detection:15800-1-AP 1:1000) with mouse liver tissue lysate 12500ug.



Immunofluorescent analysis of A431 cells using 15800-1-AP (LRCH3 antibody) at dilution of 1:25 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).