

Nur für Forschungszwecke

RHAMM,Lgals9 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:15819-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

15819-1-AP

Größe:

150ul , Konzentration: 800 µg/ml von Nanodrop;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

GenBank-Zugangsnummer:

NM_012964

GeneID (NCBI):

25460

Vollständiger Name:

hyaluronan mediated motility receptor (RHAMM)

Berechnete Masse:

84 kDa

Beobachtete Masse:

32 kDa, 70 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:2000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB,ELISA

Getestete Reaktivität:

Maus, Ratte

Positivkontrollen:

WB : Mausmilzgewebe, NIH/3T3-Zellen, Rattenmilzgewebe

Hintergrundinformationen

HMMR, also named as RHAMM, is a hyaluronan receptor expressed in various tissues. It is involved in regulation of focal contacts and subsequent motility, thus to play function in wound healing and tumor metastasis. The protein was expressed as a 70kd one in many tissues.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15819-1-AP (RHAMM,Lgals9 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.