

Nur für Forschungszwecke

ABHD17A Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 15854-1-AP

1 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

15854-1-AP

GenBank-Zugangsnummer:

BC000158

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Größe:

150ul, Konzentration: 160 µg/ml von Nanodrop und 133 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

GeneID (NCBI):

81926

Vollständiger Name:

family with sequence similarity 108, member A1

Wirt:

Kaninchen

Berechnete Masse:

34 kDa

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG8697

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser

Pubmed ID

Journal

Anwendung

Norihiko Yokoi

27307232

J Neurosci

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

