

Nur für Forschungszwecke

# Collagen Type II Polyklonaler Antikörper



Katalog-Nr.:15943-1-AP

55 Publikationen

## Allgemeine Informationen

<b>Katalog-Nr.:</b> 15943-1-AP	<b>GenBank-Zugangsnummer:</b> BC007252	<b>Reinigungsmethode:</b> Antigen-Affinitätsreinigung
<b>Größe:</b> 150ul , Konzentration: 193 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	<b>GeneID (NCBI):</b> 1280	<b>Empfohlene Verdünnungen:</b> IHC 1:20-1:200
<b>Wirt:</b> Kaninchen	<b>Vollständiger Name:</b> collagen, type II, alpha 1	
<b>Isotyp:</b> IgG	<b>Berechnete Masse:</b> 134 kDa	
<b>Immunogen Katalognummer:</b> AG8416		

## Anwendungen

<b>Geprüfte Anwendungen:</b> IHC,ELISA	<b>Positivkontrollen:</b> IHC : humanes Lungengewebe,
<b>In Publikationen genannte Anwendungen:</b> IF, IHC	
<b>Getestete Reaktivität:</b> Human	
<b>Zitierte Arten:</b> Hausschwein, Human, Kaninchen, Maus, Ratte	
<b>Hinweis-IHC: Antigenmaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigenmaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.</b>	

## Hintergrundinformationen

### Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Yongzhuang Ma	31512108	Inflammation	WB
Shengfeng Zhan	31478571	J Cell Physiol	
Yan Sun	36099329	Reproduction	IHC

## Lagerung


**Lagerungsbedingungen:**  
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil  
**Lagerungspuffer:**  
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.  
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:  
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)  
E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Ausgewählte Validierungsdaten



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human lung tissue slide using 15943-1-AP (Collagen Type II antibody at dilution of 1:50 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human lung tissue slide using 15943-1-AP (Collagen Type II antibody at dilution of 1:50 (under 40x lens).