

Nur für Forschungszwecke

UTP23 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:15950-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

15950-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 500 µg/ml von Nanodrop und 227 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG8609

GenBank-Zugangsnummer:

BC005955

GeneID (NCBI):

84294

Vollständiger Name:

UTP23, small subunit (SSU) processome component, homolog (yeast)

Berechnete Masse:

249 aa, 28 kDa

Beobachtete Masse:

17 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:3000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Positivkontrollen:

WB: Mausebergewebe,

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



mouse liver tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15950-1-AP (UTP23 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.