

Nur für Forschungszwecke

RILPL2 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 15955-1-AP

1 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 15955-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC013042	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul, Konzentration: 450 µg/ml von Nanodrop;	GeneID (NCBI): 196383	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:1000-1:4000
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: Rab interacting lysosomal protein- like 2	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 211 aa, 24 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG8704	Beobachtete Masse: 24-28 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: WB, ELISA	Positivkontrollen: WB : HL-60-Zellen, THP-1-Zellen, U-937-Zellen
In Publikationen genannte Anwendungen: IF	
Getestete Reaktivität: Human, Maus, Ratte	
Zitierte Arten: Maus	

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Nadine Mykicki	27797962	Sci Transl Med	IF

Lagerung


Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 15955-1-AP (RILPL2 antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.