

Nur für Forschungszwecke

UBR4 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:15966-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
15966-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 260 µg/ml von
Nanodrop und 213 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG8740

GenBank-Zugangsnummer:
BC018694

GeneID (NCBI):
23352

Vollständiger Name:
ubiquitin protein ligase E3
component n-recogin 4

Berechnete Masse:
5183 aa, 570 kDa

Beobachtete Masse:
570 kDa, 270 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:1000-1:4000

IP 0.5-4.0 ug für IP und 1:1000-1:4000
für WB

IHC 1:200-1:800

IF 1:50-1:500

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IF, IHC, IP, WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus

**Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-
Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise
kann die Antigendemaskierung auch mit
Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.**

Positivkontrollen:

WB : HEK-293-Zellen, HeLa-Zellen, Mausnierengewebe

IP : HeLa-Zellen,

IHC : humanes Pankreaskarzinomgewebe, humanes
Lungenkarzinomgewebe, Maushodengewebe

IF : HeLa-Zellen,

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech
Group brand and is not available to purchase from any
other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten




Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human pancreas cancer tissue slide using 15966-1-AP (UBR4 antibody) at dilution of 1:400 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).




Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human pancreas cancer tissue slide using 15966-1-AP (UBR4 antibody) at dilution of 1:400 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Various lysates were subjected to Tris-acetate gel system followed by western blot with 15966-1-AP (UBR4 antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of (-20°C Methanol) fixed HeLa cells using UBR4 antibody (15966-1-AP) at dilution of 1:200 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).



IP result of anti-UBR4 (IP:15966-1-AP, 4ug; Detection:15966-1-AP 1:2000) with HeLa cells lysate 1760 ug.