

Nur für Forschungszwecke

TCTN3 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:16085-1-AP

2 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
16085-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 300 µg/ml von
Nanodrop und 233 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG9084

GenBank-Zugangsnummer:
BC009494

GeneID (NCBI):
26123

Vollständiger Name:
tectonic family member 3

Berechnete Masse:
607 aa, 66 kDa

Beobachtete Masse:
66 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:200-1:1000

IHC 1:20-1:200

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IF, WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus

Zitierte Arten:

Human, Maus

Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.

Positivkontrollen:

WB: Mauslebergewebe,

IHC: humanes Lungengewebe,

Hintergrundinformationen

TCTN3 (tectonic-3 or TECT3) is a type I membrane protein that belongs to the tectonic family, which consists of TCTN1, TCTN2 and TCTN3. Studies in mice suggest that tectonic may be involved in Hedgehog (Hh) signaling, and essential for ciliogenesis. Tectonic is component of the tectonic-like complex, a complex localized at the transition zone of primary cilia and acting as a barrier that prevents diffusion of transmembrane proteins between the cilia and plasma membranes. TCTN3 is necessary for transduction of the sonic hedgehog (SHH) signaling pathway. Orofaciodigital syndromes (OFDSs) consist of a group of heterogeneous disorders characterized by abnormalities in the oral cavity, face, and digits and associated phenotypic abnormalities. Recently, TCTN3 mutations are found as the cause of an extreme form of OFD associated with bone dysplasia, tibial defect, cystic kidneys, and brain anomalies.

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Antonia Wiegering	29650680	EMBO J	IF
Garcia-Gonzalo Francesc R FR	21725307	Nat Genet	WB,IF

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human lung using 16085-1-AP (TCTN3 antibody) at dilution of 1:50 (under 40x lens).



mouse liver tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 16085-1-AP (TCTN3 Antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.