

Nur für Forschungszwecke

BBOX1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:16099-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
16099-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 500 µg/ml von
Nanodrop und 360 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG8964

GenBank-Zugangsnummer:
BC011034

GeneID (NCBI):
8424

Vollständiger Name:
butyrobetaine (gamma), 2-
oxoglutarate dioxygenase (gamma-
butyrobetaine hydroxylase) 1

Berechnete Masse:
387 aa, 45 kDa

Beobachtete Masse:
45 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:
WB 1:500-1:1000
IF 1:10-1:100

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
IF, WB, ELISA

Getestete Reaktivität:
Human, Maus, Ratte

Positivkontrollen:

WB : humanes Hirngewebe,
IF : HepG2-Zellen,

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



human brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 16099-1-AP (BBOX1 antibody) at dilution of 1:800 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of HepG2 cells, using BBOX1 antibody 16099-1-AP at 1:25 dilution and Rhodamine-labeled goat anti-rabbit IgG (red).