

Nur für Forschungszwecke

TCAP Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 16104-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

16104-1-AP

GenBank-Zugangsnummer:

BC012628

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Größe:

150ul, Konzentration: 33 µg/ml durch 8557

GeneID (NCBI):

8557

die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Vollständiger Name:

titin-cap (telethonin)

Wirt:

Kaninchen

Berechnete Masse:

167 aa, 19 kDa

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG9014

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

