

STRA13 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 16116-1-AP

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

16116-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 20 µg/ml durch

die Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG9044

GenBank-Zugangsnummer:

BC009571

GeneID (NCBI):

201254

Vollständiger Name:

stimulated by retinoic acid 13

homolog (mouse)

Berechnete Masse:

63 aa, 7 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Hintergrundinformationen

STRA13, also named as CENPX, FAAP10 and MHF2, is a centromere protein with MW 10 kDa. It is recruited to forks stalled by DNA interstrand cross-links, and required for cellular resistance to such lesions. STRA13 may be involved as a repressor in a number of decision events occurring during differentiation of various cell lineages.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

