

Nur für Forschungszwecke

CXCR4B-specific Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:16161-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
16161-1-AP

Größe:
150ul

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

GenBank-Zugangsnummer:
NM_001008540

GeneID (NCBI):
7852

Vollständiger Name:
chemokine (C-X-C motif) receptor 4

Berechnete Masse:
40 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

Getestete Reaktivität:
Human

Hintergrundinformationen

CXCR4B, also named as CXCR4-LO, CD184, LESTR, LCR1, FB22, NPYRL, HM89 and Fusin. The antibody is specific to CXCR4B isoform.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

