

Nur für Forschungszwecke

ICAM-1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:16175-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

16175-1-AP

Größe:

150ul

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

GenBank-Zugangsnummer:

NM_010493

GeneID (NCBI):

15894

Vollständiger Name:

intercellular adhesion molecule 1

Berechnete Masse:

59 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

ICAM-1 (Intercellular Adhesion Molecule-1, CD54), a member of Ig super family, is a glycosylated, transmembrane protein. This protein is involved in cell adhesion by interacting with a number of integrin family members such as LFA-1 and Mac-1. Its expression is regulated by chemokines. This protein migrates approximately 115 kDa on SDS gels. This antibody is specifically against mouse ICAM1.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

