

Nur für Forschungszwecke

WRNIP1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:16238-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
16238-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 900 µg/ml von
Nanodrop und 380 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG9040

GenBank-Zugangsnummer:
BC018923

GeneID (NCBI):
56897

Vollständiger Name:
Werner helicase interacting protein 1

Berechnete Masse:
665aa,72 kDa; 640aa,69 kDa

Beobachtete Masse:
50 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:
WB 1:500-1:2000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
WB,ELISA

Getestete Reaktivität:
Human, Maus, Ratte

Positivkontrollen:

WB: humanes Kolongewebe, humanes Nierengewebe

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



human colon tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 16238-1-AP (WRNIP1 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.