

Nur für Forschungszwecke

GFRA1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:16324-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
16324-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 160 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG9407

GenBank-Zugangsnummer:
BC014962

GeneID (NCBI):
2674

Vollständiger Name:
GDNF family receptor alpha 1

Berechnete Masse:
460 aa, 51 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

Getestete Reaktivität:
Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

GFRA1, also named as GDNFRA, RETL1 and TRNR1, is a receptor for GDNF. It mediates the GDNF-induced autophosphorylation and activation of the RET receptor. GFRA1 has two isoforms with MW 45-50 kDa and 50-55 kDa.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

