

Nur für Forschungszwecke

METR N Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:16327-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 16327-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC000662	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul	GeneID (NCBI): 79006	
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: meteorin, glial cell differentiation regulator	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 31 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG9414		

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

Getestete Reaktivität:
Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

Meteorin, also named as METRN and C16orf23, is a secret protein which plays important roles in both glial cell differentiation and axonal network formation during neurogenesis.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

