

Nur für Forschungszwecke

ATP5S Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:16335-1-AP

1 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
16335-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 113 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG9486

GenBank-Zugangsnummer:
BC011549

GeneID (NCBI):
27109

Vollständiger Name:
ATP synthase, H+ transporting,
mitochondrial F0 complex, subunit s
(factor B)

Berechnete Masse:
127aa,15 kDa; 215aa,25 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:
WB

Getestete Reaktivität:
Human

Zitierte Arten:
Human

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Fengyun Wen	26385595	Biochem Genet	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

