

Nur für Forschungszwecke

SLC17A3 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:16404-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 16404-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC017952	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul , Konzentration: 93 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	GeneID (NCBI): 10786	
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: solute carrier family 17 (sodium phosphate), member 3	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 420 aa, 46 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG9526		

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

Getestete Reaktivität:
Human

Hintergrundinformationen

SLC17A3 is one member of type I Na/Phosphate co-transporter, also named as NPT4. Rat SLC17A3 was reported as 55/46 kD protein in liver and kidney tissues. The two bands were from different transcripts of the gene. This antibody may recognize a 66kd band, which may be SLC17A1(NPT1), a homologous of SLC17A3.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

