

Nur für Forschungszwecke

# Caveolin-1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:16446-1-AP

1 Publikationen



## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

16446-1-AP

Größe:

150ul , Konzentration: 133 µg/ml  
durch die Bradford-Methode mit BSA  
als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG10924

GenBank-Zugangsnummer:

BC006432

GeneID (NCBI):

857

Vollständiger Name:

caveolin 1, caveolae protein, 22kDa

Berechnete Masse:

22 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Maus

## Hintergrundinformationen

### Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser

Xiansheng Ye

Pubmed ID

32167773

Journal

J Agric Food Chem

Anwendung

WB

## Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

