

Nur für Forschungszwecke

NECAB1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:16477-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
16477-1-AP

Größe:
150ul , Konzentration: 120 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG9591

GenBank-Zugangsnummer:
BC016340

GeneID (NCBI):
64168

Vollständiger Name:
N-terminal EF-hand calcium binding
protein 1

Berechnete Masse:
351 aa, 40 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
IHC,ELISA

Getestete Reaktivität:
Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

NECAB1, also named as EFCBP1, is a brain-specifically expressed gene with highest abundance in temporal lobe, encodes a protein containing EF-hand and antibiotic biosynthesis monooxygenase domains Short Communication.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

