

BEX1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 16491-1-AP

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

16491-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 107 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG9616

GenBank-Zugangsnummer:

BC018615

GeneID (NCBI):

55859

Vollständiger Name:

brain expressed, X-linked 1

Berechnete Masse:

125 aa, 15 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus

Hintergrundinformationen

BEX1 is a signaling adapter molecule involved in p75NTR/NGFR signaling. It plays a role in cell cycle progression and neuronal differentiation. BEX1 inhibits neuronal differentiation in response to nerve growth factor (NGF).

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

