

Nur für Forschungszwecke

SNAPC2 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 16506-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

16506-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 167 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG9689

GenBank-Zugangsnummer:

BC011868

GeneID (NCBI):

6618

Vollständiger Name:

small nuclear RNA activating
complex, polypeptide 2, 45kDa

Berechnete Masse:

334 aa, 36 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IF, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Hintergrundinformationen

SNAPC2, also named as SNAP45, is a subunit of SNAPc complex. It recruits TBP and BRF2.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

