

Nur für Forschungszwecke

MRPS9 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 16533-1-AP

Vorgestelltes Produkt



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

16533-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 350 µg/ml von Nanodrop und 300 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG9809

GenBank-Zugangsnummer:

BC057240

GeneID (NCBI):

64965

Vollständiger Name:

mitochondrial ribosomal protein S9

Berechnete Masse:

396 aa, 46 kDa

Beobachtete Masse:

38-45 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:2000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Positivkontrollen:

WB : HEK-293-Zellen, Jurkat-Zellen, K-562-Zellen, MCF-7-Zellen

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:


T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com


W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 16533-1-AP (MRPS9 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



WB result of MRPS9 antibody (16533-1-AP; 1:3000; incubated at room temperature for 1.5 hours) with sh-Control and sh-MRPS9 transfected HEK-293 cells.